

FLYTANDE RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSMEDEL

Sekumatic® FDR

Baserat på Glukoprotamin®, aldehydfritt rengörings och desinfektionsmedel

Ger en säker och effektiv desinfektion av termolabila medicintekniska produkter, sängar, sängbord och transportvagnar. Sekumatic FDR är ett idealiskt medel för användning i automatiserade processer.

Sekumatic FDR har en bredverkande effekt och säkerställer:

- ▲ Hög materialkompatibilitet
- ▲ Rengöring och desinfektion i ett steg
- ▲ Användarvänlighet i automatiserade processer



Sekumatic® FDR

Baserat på Glukoprotamin®, aldehydfritt rengörings och desinfektionsmedel

Varför använda Sekumatic® FDR?

Erbjuder rengöring och desinfektion i ett enkelt steg. Sekumatic FDR kan användas i säng- och containerdiskar till rengöring och desinfektion av sängar, sängbord, transportvagnar och annan transportutrustning.

Sekumatic FDR kan också användas i diskdesinfektorer till rengöring och desinfektion av termolabil utrustning som t ex anesthesiutrustning, gummi, polyeten eller polyvinylklorid.

FLERA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Sekumatic FDR kan användas i tvättmaskiner och diskdesinfektorer för rengöring och desinfektion av andningsmasker och tillbehör.

Utmärkta upplösande och rengörande egenskaper gör produkten idealisk som desinfektionsmedel i en kemotermisk rengöringsprocess.

Formuleringen utan aldehyder, ett neutralt pH och med låga tensidnivåer ger en hög nivå av materialkompatibilitet.

GARANTERAD EFFEKTIVITET

Redan vid låga temperaturer (60°C), tillhandahåller Sekumatic FDR effekt mot ett brett spektrum av patogener.



Glucoprotamin®



Sekumatic FDR
5L dunk



Sekumatic FDR
20L dunk

MIKROBIOLOGISKA OCH VIRUCIDA TESTRESULTAT

EFFEKT KONCENTRAT	KONCENTRATION	INVERKANSTID	TEMP
Baktericid EN 13727 (rena och smutsiga förhållanden)	0.15%	30 sek	55°C
Jästicid EN 13624 - (rena förhållanden)	0.5%	60 sek	55°C
Jästicid EN 13624 - (smutsiga förhållanden)	0.5%	150 sek	55°C
Tuberculocid EN 14348 (rena och smutsiga förhållanden)	1.0%	300 sek	60°C
Virucid enl. RKI 1/2004	1.0%	300 sek	60°C

EFFECTIVE.
PROVEN.
EFFICIENT.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Används till rengöring och desinfektion av material som kräver kemisk desinfektion.

Speciellt för användning i diskdesinfektorer, bäckenspolare, sängtvättar, container- och tvättmaskiner. Sekumatic FDR kan även användas till rengöring och desinfektion av andningsmasker och relaterat material.

ANVÄNDARINDIKATIONER

För rengöring och desinfektion i diskdesinfektorer med ett kemotermiskt diskprogram, använd en 10ml/L brukslösningkoncentration vid 60° C i 5 minuter. Notera: följ alltid materialproducentens anvisningar.

Säng/container tvättar: 5-10 ml/L vid 60° C i 90-120 sekunder.

Automatisk rengöring och desinfektion av andningsmasker och tillbehör i tvättar och diskdesinfektorer: 10 ml/L vid 60 C med 5 minuters kontakttid

Välj ett lämpligt program enligt maskintillverkarens riktlinjer. Dosera via en kemikalieresistent doseringspump.

INNEHÅLLER

100 gram innehåller följande aktiva substanser: 2,0 g Glucoprotamin, 2,0 g poly(oxy1,2-ethandiy1), alpha-(2-(didecylmetyl-ammonio)ethyl)-omegahydroxy-,(salt),0,75 g benzalkoniumklorid

FÖRPACKNINGAR OCH BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

PRODUKT	STORLEK	ART. NUMMER
Sekumatic FDR Dunk	3 x 5L	3078110
Sekumatic FDR Dunk	1 x 20L	3078130
Sekumatic FDR Fat	1 x 200L	3078100

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2000
www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

