

SEKUMATIC® FK



- ▲ Surt torkmedel för kirurgiska instrument samt annan medicinsk utrustning
- ▲ Fläckfri torkning av kirurgiska instrument, behållare, vagnar och sängar
- ▲ CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
- ▲ Uppfyller standarden för diskdesinfektorer, ISO 15883

Surt torkmedel för reducereing av torktiden i diskdesinfektorer

- ▲ Sekumatic® FK är ett flytande surt tork- och avspänningsmedel som reducerar torktiden. Det låga pH-värdet ger fläckfri torkning utan att efterlämna rester på rena föremål efter alkalisk rengöring.

Produkten är formulerad med korrisionsinhibitorer för skydd av metallinstrument och maskiner.

- ▲ **Bruksanvisning:** Sekumatic® FK används främst för att underlätta torkningen av produkter i rostfritt stål som t ex kirurgiska instrument, behållare, vagnar och sängar. Produkten kan även användas till laboratorieglass samt föremål av plast och elastomerer (t ex gummi)
Endast för professionell användning.

För att underlätta torkningen av kirurgiska instrument samt annan medicinsk utrustning rekommenderas en dosering på 0,3-1 ml/L i den slutgiltiga sköljfasen.

- ▲ **Teknisk information:** Kemisk sammansättning: Icke-joniska tensider & citronsyra, pH-värde koncentrat: 2,0, pH-värde i brukslösning (20 °C) ~ 5,0, Densitet: 1,05 g/ml.
- ▲ **Förpackningar:**

Art. Nr: 3030650	4x2L
Art. Nr: 3088500	3x5L
Art. Nr: 3022570	1x20L