

RENGÖRINGSMEDEL MED KOMPLEXBILDARE FÖR BÄCKEN OCH URINFLASKOR

Anios LB 300

KONCENTRERAT RENGÖRINGSMEDEL FÖR SPOLDESINFEKTOR

- Alkaliskt rengöringsmedel
- Dispergering av kalciumsalter
- Kan användas i alla typer av vatten
- Komplexbildande effekt
- Utan EDTA och NTA
- Fosfatfri



PRODUKTEGENSKAPER

- Klar till svagt gul vätska
- pH i koncentrat* vid +20°C: ca 13,3
- pH vid 0,1*%-ig lösning: ca 11,1
- pH vid 0,3*%-ig lösning: ca 11,5
- Densitet (koncentrerad produkt) vid +20°C: 1,096 g/ml
- Konduktivitet vid 0,1% - 0,3%: 275 - 755 µS/cm
- Viskositet (koncentrerad produkt): 3 mPa-s

*pH-mätningar under driftsförhållanden ska alltid ske med hjälp av en pH-mätare med temperaturkompensation.

BESTÄLLNINGSPÅGÅFNING

PRODUKT	ANTAL/FÖRPACKNING	ARTIKELNUMMER
Anios LB 300	4 x 5 L dunk	3104500



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Levererad Av:
ECOLAB AB
Glasfibergatan 10
Box 164, SE-125 24 Älvsjö
+46 (0)8 603 22 00
www.ecolab.se

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkt innehållande komplexbildande kalciumkarbonat, för medelhårt vatten (optimalt). Förhindrar kalkavlagringar i enheten och på utrustningen. Kompatibel med bäcken, glas, rostfritt stål och urinflaskor av plast.

BRUKSANVISNING

Koncentrerad lösning för professionellt bruk. Dosering enligt diskprogrammet och vattenhårdenheten (1 till 3 ml / liter).

INNEHÅLL

Alkalisk lösning med komplexbildare.

FÖRVARING

Farligt. Vid användning - respektera försiktighetsåtgärder urarbetade av Europeiska regler för klassificering och märkning av kemiska produkter. Förvaring: mellan +5°C och +25°C.

CERTIFIKAT

På begäran tillhandahåller vi gärna certifikat.

MEDICINSKTEKNISK PRODUKT - ANVÄND PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Vänligen läs etikett- och produktinformation.



ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

ECOLAB[®]

www.ecolab.se