

# DEN ALKALISKA KRAFTEN FÖR ER STERILCENTRAL

## Aniosyme Synergy WD Plus

### MONO-ENZYMATISKT RENGÖRINGSMEDEL MED ALKALISK RENGÖRINGSKRAFT

Aniosyme Synergy WD Plus är ett alkaliskt, flytande rengöringsmedel för automatisk instrumentrengöring. Den specialutvecklade mono-enzymatiska, silikatfria formulan har utmärkt rengöringsprestanda och materialkompatibilitet vid låg koncentration och är därmed ett kostnadseffektivt alternativ.

- **KRAFTFULLT** - Alkalisk diskkraft; pH-värde >10
- **ENZYMATISKT** - Effektivt mot olika sorters orenheter
- **EFFEKTIVT** - pH-nivå över 10. Avsedd för olika vattenkvaliteter



# Aniosyme Synergy WD Plus

MONO-enzymatiskt rengöringsmedel med alkalisk rengöringskraft



Aniosyme Synergy WD Plus  
5L dunk

## KRAFTFULL

Alkalisk rengöringskraft; pH-nivå >10 - uppfyller RKI:s krav.

## ENZYMATISK

Avlägsnar alla typer av orenheter genom flexibel dosering och den specialutvecklade silikatfria och mono-enzymatiska recepturen.

## EFFEKTIV

Hög effektivitet och utmärkt rengöringsresultat påvisad vid brukslösning från 0,3 till 1%.

## KEMISK-FYSIKALISK DATA

• Densitet	20°C	1,152 g/mL
• pH värde* (koncentrat)	20°C	10,0
• pH värde* vid 0.3% (brukslösning, 3 ml/l i DI vatten)	20°C	10,9
• pH värde* vid 1% (brukslösning, 10 ml/l i DI vatten)	20°C	11,0
• Konduktivitet vid 0.3% (brukslösning, 3 ml/l i DI vatten)	20°C	515 µS/cm
• Konduktivitet vid 1% (brukslösning, 10 ml/l i DI vatten)	20°C	1412 µS/cm
• Viskositet (koncentrat)	20°C	< 15 mPa/s

\*pH-värde mätningar under driftförhållanden skall alltid utföras med en pH-mätare med temperaturkompensering.

## BESTÄLLNINGSPÅGIVNING

PRODUKT	FÖRPACKNINGSTORLEK	ARTIKELNUMMER
Aniosyme Synergy WD Plus dunk	2 x 5 L	3110180
Aniosyme Synergy WD Plus fat	200 L	3110210



**CE** LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Levererad Av:  
**ECOLAB AB**  
Glasfibergratan 10  
Box 164, SE-125 24 Älvsjö  
+46 (0)8 603 22 00  
www.ecolab.se

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Koncentrerat mono-enzymatiskt rengöringsmedel för instrumentbearbetning. Rengöring av kirurgisk och medicinsk utrustning och medicintekniska produkter avsedda för automatisk rengöring i diskdesinfektorer eller tvättunnlar.

## BRUKSANVISNING

- Koncentrerad lösning för professionellt bruk.
- Avsedd för automatiska diskdesinfektorer och tvättunnlar vid en appliceringsdos på 0,3%. Vid behov kan doseringen ökas upp till 1%.
- Effektivt från 1 minut.
- Anpassa koncentrationen, kontakttiden och temperaturen efter graden av nedsmutsning och rengöringsmetod som används för att uppnå önskat pH-värde i rengöringsfasen.
- Maximal temperatur: 60°C.

## INNEHÅLL

Nonjoniska tensider, komplexbildare, enzymkomplex (proteas), hjälpämnen.

## FÖRVARING

Färligt - Respektera försiktighetsåtgärder före användning (upprättad enligt gällande europeiska bestämmelser om klassificering och märkning av kemiska produkter). Förvaring: mellan + 5 ° C och + 35 ° C.

## CERTIFIKAT

På begäran tillhandahåller vi gärna certifikat.

## SÄKER ANVÄNDNING AV MEDICINSKTEKNISK PRODUKT

Vänligen läs etikett och produktinformation.



ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

**ECOLAB®**

www.ecolab.se